

## Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år samt mennesker med demens.
- Må ikke komme i microovn eller anden varmekilde.

## Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, stof og metal efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

## Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte os.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe. **Sørg for at gemme dette informationsark til senere brug.**

Ordre:



Produkt: Store Bent

Dette produkt er medicinsk CE-mærket (klasse1), som er forbrugers garanti på at det er testet og godkendt.

Godkendt ved EN71-1-71-2-71-3 og EN12182

Dansk Design - er produceret i EU - [www.oliz.dk](http://www.oliz.dk)

Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

# Oliz®



Det venlige dovendyr store bent hjælper med, at bringe afslapning og tryghed ind i hverdagen. Det bliver børn, såvel voksne overbevist om med et godt udseende og effektiv funktionalitet. Bent skaber tillid, tryghed og kan bruges, som et vigtigt kommunikationsmiddel mellem børn og voksne. Bent kan bruges af både børn og voksne, der har et behov for, at mærke sig selv.

## Store Bent

## Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:

Oliz® dovendyret Bent er et 4 kg tungt, meget indbydende og venligt dovendyr. Den er der altid, når personen har brug for et rigtig godt kram. Bent er et hjælpemiddel, som hjælper personer med at mærke sig selv og slappe af i stressede situationer.

Oliz® Bent er designet til personer i alderen fra +6 år.

Størrelse: højde 420mm-Bredde 660mm Vægt: 4 kg

<b>Materiale stof:</b>	100%	Polyester
<b>Materiale indvendig:</b>	40%	Polyethylene
	60%	Polyester
<b>Materiale i arm:</b>	60%	Metal kugler
	40%	Polyethylene

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

## Pleje instruktioner:

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Før du vasker, skal du fjerne de løse poser i armene og numsen gennem lynlås åbningen. Metalkugler rustner hurtigt, når de er våde, så hold poserne væk fra vand. Luk lynlåsene før vask. Efter vask skal dyret bringes tilbage i form. Dette gøres ved, at forme den med dine hænder. Vask produktet i en pudebetræk. Oliz® anbefaler, at overfladisk snavs fjernes med en fugtig klud og sæbe og at en vask kun er en gang i mellem, da gentagne vaske vil slide på produktet.

## Vigtige anvisninger:

- Oliz® dovendyret Bent placeres først på skødet, derefter kan armene placeres omhyggeligt rundt om personens hals. Se separat dokument.
- Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke personen fysisk.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal den fjernes.
- Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortagers sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af personens behov.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i den kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

## Advarsler:

- Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Hvis personen har besværet vejrtrækning må produktet ikke placeres på brystet, da tyngden kan have en negativ effekt på vejrtrækningen og give kvælningfare.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Hvis personen har en pacemaker, skal dette produkt have særlig opmærksomhed. Hvis produktet placeres på brystet og personen føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet. Metallet i produktet er dog ikke magnetisk

## Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.