

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz Koko-Nora® produktet indendørs. Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes. Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade passagererne. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden fra Hugbeat kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet. Hvis der er hul i produktet, skal denne fjernes fra personen. Oliz Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år, samt mennesker med kognitive udfordringer. Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, glas, elektronik, batterier og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Se separat manual til Hugbeat.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder i +2år.

Produkt: Laura Mix 4kg Musikpude

Testet efter standarden EN21856:2022



Ved afspilning af hjertelyd placér Hugbeat bagpå, inden i puden i den egnede pose.

Ved afspilning af musik placér Hugbeat foran, inden i puden i den egnede pose.



Laura Mix 4 kg musikpude

Dansk Design - produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz Koko-Nora - Birk Centerpark 84B- 7400 Herning DK
tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:



Oliz Koko-Nora® Musikpuden Laura Mix er en spændende pude, som er med til at udfordre det taktile behov, fordi der er forskellige tekstiler at røre ved. Puden har ligeså tyngde, så når Borgeren placerer hænderne inde i lommerne får de trykstimuli. Hugbeat har 6 forskellige knapper med hver deres lyd, så du kan vælge den lyd der lige passer til situationen du er i. Puden indeni er med vat, og hvis du laver en lille hulning i puden kan du gøre plads til Hugbeat, så den "forsvinder" ind i puden. Gem Hugbeat i den inderpose som er syet fast til øverste kant af puden. Lyn altid posen efter Hugbeat er lagt i. Oliz Koko-Nora® Musikpuden er designet til personer fra +12 år
Størrelse: Længde 500mm - Bredde 500 mm - Højde 150 mm Vægt: 4 kg inkl. Hugbeat.

Materiale stof/pude:

100% Polyester

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må skåne vaskes på 30 gr.
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



FJERN ALTID HUGBEAT OG PUDE INDEN VASK!

Ved overfladisk snavs så rengør Oliz Koko-Nora® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal hængetørre efter vask.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz Koko-Nora® produktet opbevares utilgængeligt for en Borger, der kræver tilsyn.

Hold Oliz Koko-Nora® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande, bider Borgeren i puden skal puden fjernes straks.

Vigtige anvisninger:

Oliz Koko-Nora® Musikpuden kan bruges ved at placere den på Borgerens ben. Før begge hænder ind i lommernes åbning og lad Borgeren udforske stoffets overflade plus tyngden, vil føles som riller inde bag stoffet. Musikpuden er bla. til de Borgere, som endnu ikke er langt i deres kognitive udfordringer, hvor en bamse/ dukke kan hjælpe, men hvor musikken er med til at give ro. Hvis hjertelyden bliver brugt, så anbefaler vi, at man flytter Hugbeat i puden, så den ligger ind mod Borgerens bryst. Se billeder på forsiden, der illustrerer placeringen af Hugbeat, Hugbeat skal dog altid placeres i den inderpose der er i puden. Ved afspilning af de andre lyde kan Hugbeat ligge på ydersiden af puden, så vil lyden være mere tydelig for Borgeren. Musikpuden kan også bruges til at lifte Borgere fra seng til stol, placér blot puden på maven af Borgeren, og de vil have en fornemmelse af at skulle holde om puden. Hermed mindsker man arme der flyver ud i rummet. Det er dog altid vigtigt, at overvåge Borgeren under brug. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør kun bruges med Borgerens samtykke. Hvis Borgeren føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal puden fjernes derfra. Der kan evt. forsøges med brug af produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale at produktet ikke bliver brugt til denne Borger. Start ud med 2 min og forøg gradvist tiden. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro.

Advarsler:

DENNE PUDE HAR EKSTRA TYNGDE!

Hvis Borgeren er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Borgeren skal selv kunne fjerne produktet ved ubehag. Oliz Koko-Nora® anbefaler stærkt, at Borgere der har dårligt blodomløb i kroppen ikke bruger produktet uden opsyn, da tyngden i produktet kan have en negativ effekt og give skader. Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Placér ikke puden på brystet, hvis Borger er hæmmet i vejtrækningen, da dette kan give kvælningsfare. Ligger produktet på gulvet kan der forekomme faldulykker, så vær opmærksom på placering af produktet når den er i brug. Ved meget nysgerrige Borgere, så sørg for at lynlåsen i bunden af puden er skubbet godt ind i det skjul der er. Så er adgangen til pudens indhold begrænset. Et Oliz- Koko Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.