

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet må Oliz Koko-Nora®-produktet kun anvendes indendørs.

Det anbefales at bruge begge hænder, når produktet flyttes. Træk ikke i produktet, da det kan forårsage skader, som ikke er dækket af garantien.

Hvis produktet transporteres i et køretøj, skal det fastgøres for at undgå, at det flyver rundt og forårsager skade på personer i køretøjet.

Hvis der opstår hul i produktet, skal det fjernes fra personen. Kontrollér regelmæssigt, at Oliz Koko-Nora®-produktet ikke er beskadiget, da løse genstande og indhold kan være farligt for børn under 3 år og personer med demens.

Produktet må ikke lægges i mikrobølgeovn eller udsættes for andre varmekilder. Vær opmærksom på, at placering af produktet på gulvet kan medføre faldskader. Fjern derfor altid produktet efter brug.

Miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe produktet sammen med husholdningsaffald. Klip produktet i stykker, og fordel de enkelte komponenter, såsom plast og stof, i de relevante genanvendelsessystemer i henhold til lokale regler.

Garanti:

Ved produktionsfejl yder Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti gælder kun, hvis produktet anvendes efter hensigten. Skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug er ikke dækket af garantien.

Ved yderligere spørgsmål om brugen af Oliz Koko-Nora®-produktet bedes du kontakte produktansvarlig Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt, der holder i mere end 2 år.

Produkt: Lille Manta



Er testet i henhold til standarderne EN71-1-2-3.



DK



Den søde Manta bidrager til afslapning og komfort i hverdagen. Både børn og voksne vil forelske sig i Manta, når de ser den. Manta kan bruges af både børn og voksne, når de har brug for ro og tryk ved sengetid, og når de mærker et let tryk, der stimulerer kroppen.

Læs og gem altid denne originale brugsanvisning til fremtidig brug.

Lille Manta

Dansk design – produceret i EU – www.oliz.dk
Oliz Koko-Nora - Industrivej Syd 11 - 7400 Herning -DK - tlf +45 20 78 79 54



Vigtige instruktioner før brug af Oliz®-produktet:

Oliz Koko-Nora® Lille Manta er et tyngdetæppe til børn og personer med særlige behov, som kan have svært ved at falde i søvn eller blot har brug for en rolig stund i løbet af dagen. Lad Mantaens krop ligge på personens mave eller bryst, og fold Mantaens vinger ind på hver side af personens krop. Vingerne omslutter kroppen og giver et let tryk. Når kroppen udsættes for stimulering, såsom tryk, frigiver den oxytocin, som virker afslappende og giver en stresset krop en følelse af ro. Hvem ved, måske kan Manta give færre søvnløse nætter ... Der er kun én ting, man skal være opmærksom på: Personen, der bruger Manta, skal selv være i stand til at fjerne den, hvis vedkommende ønsker at sove uden den. Oliz Koko-Nora®-produktet er designet med kærlighed til at give ro og tryghed til børn fra 3 år med en urolig krop samt generelt til personer med særlige behov i løbet af dagen.

Mål: H-30 mm x L-470 mm x B-530 mm. Vægt: 1,2 kg

Sammensætning: 100 % polyester

Indvendig sammensætning: 100 % polyethylen

Oliz Koko-Nora® anvender kun materialer, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke anvendt flammehæmmere i produktet.

Plejeinstruktioner:

- Kan maskinvaskes på skåneprogram ved 30 grader.
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbling.
- Må ikke renses kemisk.



Oliz Koko-Nora anbefaler at fjerne overfladisk snavs med en fugtig klud og sæbe, da gentagen vask slider på produktet, og garantien dækker ikke dette. Hold produktet væk fra skarpe og varme genstande samt åben ild. Oliz Koko-Nora® ville gerne kunne garantere, at vores produkter kan modstå alle former for bid, men det er ikke muligt. Tænder betragtes som meget skarpe genstande. Hvis personen bider i produktet, kan der opstå hul, og derfor skal produktet altid kontrolleres før brug. Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det at opbevare Oliz Koko-Nora®-produktet uden for rækkevidde af personer, der har behov for opsyn, i en taske eller lignende beholdere.

Vigtige instruktioner:

Sørg for, at produktet anvendes korrekt i henhold til de medfølgende instruktioner, når det er i brug. Det er vigtigt at holde øje med personen under brug, da produktet er tungt og kan påvirke kroppen.

Oliz Koko-Nora®-produktet må kun anvendes med personens samtykke. Hvis personen oplever ubehag under brugen af produktet og afviser det flere gange, skal produktet fjernes og må ikke anvendes til denne person. Hvis produktet accepteres, skal det betragtes som et hjælpemiddel mod uro og stress og anvendes i begrænsede tidsintervaller afhængigt af personens behov.

Når brugen af produktet påbegyndes, bør man starte med 5–10 minutter for at se, hvilken effekt det har, og derefter øge tidsintervallet efter behov. Det er vigtigt, at personen ikke vænner sig for meget til produktet, så effekten aftager.

Personen kan dog sove med produktet hele natten, hvis vedkommende ønsker det.

Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes forsigtigt. Kast ikke med produktet, da vægten i det kan forårsage skade på både produktet og personer i nærheden.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og/eller fysiske forhold, skal produktet anvendes med særlig forsigtighed.

Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv er i stand til at fjerne det! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefales det generelt, at personer, der bruger et Oliz Koko-Nora®-produkt, er under opsyn under brug.

Efter brug af produktet skal personer, der har behov for opsyn, holdes uden for produktets rækkevidde.

Hold luftvejene frie under brug af produktet.

Hvis personen har vejrtrækningsbesvær, må produktet ikke placeres på brystet, da vægten kan påvirke vejrtrækningen negativt og medføre risiko for kvælning.

Alle tyngdeprodukter skal anvendes med forsigtighed, da vægten kan medføre blokering af blodcirkulationen.

Oliz Koko-Nora®-produktet må ikke anvendes i nærheden af vand, da det kan medføre risiko for drukning.