



Produkt: Pilo

Yderstof: 100% Polyester

Indhold: 97% Polyethylene, 3% Polyester



Skånsom vask: 30 grader.

Må ikke bleges.

Må ikke stryges.

Må ikke tørretumbles.

Må ikke renses/ ikke tørrens.

Vask med lign. farver.

Egnet til børn fra +3 år. Produceret i EU. Dansk design.

Oliz Koko-Nora anbefaler, at overfladisk snavs fjernes med en fugtig klud og sæbe og at en vask kun er en gang i mellem, da gentagne vaske vil slide på produktet, og garantien ikke dækker ved dette. Brug sæber/ desinficerende sæber egnet til tekstil.

Produkt: Pilo



Pilo Stor

Godkendt : EN 71-1, 71-2, 71-3 EN21856:2022

Oliz / Koko-Nora - Birk Centerpark 84B - 7400 Herning - Denmark - tlf. +45 20 78 79 54

DK:



Koko-Nora® hvalrossen Store Pilo er et tungt tæppe til børn, og personer med særlige behov, der kan have svært ved at falde i søvn, eller bare har brug for en time out i løbet af dagen. Lad Pilos krop ligge ovenpå personens mave/ bryst, og lad lufferne hvile på skuldrene som giver et let tryk på kroppen. Det der sker i kroppen, når den udsættes for tryk stimuli er at, der udløses Oxytozin, som er afstressende og giver en ro til en ellers urolig krop. Pilo kan også ligge på personens skød og have lufferne placeret på hver side af hofterne, der også giver et let tryk og påvirker muskel ledsansen. Hvis Pilo bliver brugt til at hænge på skuldrene må personen ikke synke sammen i ryggen, da dette kan give skader på ryggen, sker dette skal Pilo fjernes omgående. Når Pilo bruges har den en blød overflade, som giver taktil stimuli til nysgerrige fingre. Hvem ved, måske Pilo kan give mindre søvnløse nætter...Vær dog opmærksom på at personen selv skal kunne fjerne tæppet, hvis de ønsker at sove uden.

Koko-Nora® produktet er designet med hjertet til, at give tryghed og omsorg for de børn der er urolige fra +3 år, og mennesker generelt med særlige behov i hverdagen
Størrelse: Højde: 30mm, Bredde: 540mm, Længde: 680mm, Vægt: 2,7 kg

Materiale stof:	100%	Polyester
Materiale invendig:	97%	Polyethylene
	3%	Polyester

Koko-Nora bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Andre praktiske oplysninger:

Vaskeanvisning er på undersiden af produktet. Koko-Nora anbefaler, at overfladisk snavs fjernes med en fugtig klud og sæbe og at en vask kun er en gang i mellem, da gentagne vaske vil slide på produktet, og garantien ikke dækker ved dette. For at beskytte materialet, skal du kun bruge produktet indendørs. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Koko-Nora ville rigtig gerne kunne garantere, at vores produkter tåler alle former for bid, men det kan vi ikke. Tænder bliver iberegnet, som meget skarpe genstande, så bider personen i produktet, kan der gå hul på produktet, derfor undersøg altid produktet inden brug. Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes, og produktet må ikke trækkes i. Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen. Hvis der er hul i produktet, skal produktet fjernes omgående fra personen. Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år, samt mennesker med demens. Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.



Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer.

Vigtigt:

Sørg for, at når produktet er i brug, at det ligger korrekt, følg anvisninger som er givet. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Et Koko-Nora produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, og afviser produktet ad flere omgange skal produktet fjernes, og ikke bruges til denne person. Hvis Produktet accepteres skal produktet ses, som et hjælpemiddel mod uro og stress og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af personens behov. Ved opstart af brugen af dette produkt, så start ud med 5-10 min og se hvilken effekt det giver og forøg derefter tidsintervallet efter behov. Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortager sig. Personen må dog gerne sove med dette produkt, hvis dette er ønsket. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i den kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv kan fjerne det! Hænger produktet på personens skuldre må personen ikke synke sammen i ryggen ved brug, sker dette skal produktet fjernes øjeblikkeligt, da tyngden kan skade ryggen hos personen! Vi anbefaler generelt af sikkerhedsmæssige årsager, at personer der bruger et Koko-Nora® produkt overvåges under brug. Efter endt brug af produktet skal personer der kræver tilsyn holdes uden for produktets rækkevidde. Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Hvis personen har besværet vejrtrækning må produktet ikke placeres på brystet, da tyngden kan have en negativ effekt på vejrtrækningen og give kvælningssfare. Alle produkter med vægt bør bruges med forsigtighed, da vægt bl.a. kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhenigtsmæssig brug er udelukket fra garantien. Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

For yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup. Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.