

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz/ Koko-Nora® produktet indendørs.

'HW DQEHIDOHV DW EUXJH EHJJH K QGHU QnU SURGXNWHV V NDO \WWHV
Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for,
DW IRUKLQGUH GHW L DW \YH UXQGW RJ VNDGH QRJHQ

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz/ Koko-Nora®
Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet
kan være farligt for børn under 3 år, og personer med nedsat kognitiv funktion.

Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Ligger vesten på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid vesten efter brug.

Fordel fyldet i vesten ved at ryste den.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

+M OS PLOM_iHW YHG LNNH DW ERUWVND H GLW SURGXNW L KXVH D DOGH
produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, glas og stof
efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun
gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt
eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

**Det glas, der er brugt i denne vest, er testet og vi kan derfor dokumentere at
glasset er fri for skadelig kemi.**

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du
velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der
holder længe +2 år.

Ordre:

År:

Produkt: Nelly

EN21856:2022



Denne vest er grundigt gennemtænkt, og er i et design for netop at
give et andet udtryk, for at være et hjælpemiddel. Denne vest er til
personer, der har ADHD, Autisme forstyrrelser og lign. udfordringer.
Denne vest er lavet så den kan bruges med eller uden skulderpude.
Vesten giver let pres/tryk, som netop frigiver Oxytozin der hjælper
med at give denne ro og afslapning til en stresset krop.

Læs og gem altid denne originale brugsanvisning til senere brug.

Nelly XS

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz/ Koko-Nora - Industrivej Syd 11 - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer.

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn, opbevares i en taske eller lign. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande, så bider personen så brug ikke produktet.

Vægtvesten er udviklet til personer med nedsat kropsfølelse. Vestens vægt og jævne pres giver følelsen af tryk, og gør det muligt for hjernen at registrere nervecellerne, og gør at personen mærker sig selv. En positiv H HNW S n UDVWO j VKHG RJ JHGHUHO VWUHV L I R lign. diagnoser kan forekomme. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, hvis man vælger at bruge vesten til personer, der er kognitivt udfordret, men er funktionsdygtige til selv, at tage den på. Produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Produktet bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal den fjernes. Vi anbefaler kun, at bruge vesten til personer, der er kognitivt aldersvarende, og som selv kan påføre vesten. Vær opmærksom på, at brugen af vesten ikke er for lang tid, så virkningen fortales sig. Vesten skal ses, som et medicinsk hjælpemiddel og bruges i tidsintervaller. Start evt. med 10 min. og opbyg brugen af vesten, så det passer bedst. Så Q n U GHQ j QVNHGH H HNW HU RSQ n HW VNDO Y H V W Der må ikke kastes med vesten, da tyngden i den kan forårsage skade både på vesten, men også på personer i nærheden af den. Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, anbefaler Oliz Koko-Nora IKKE at bruge vesten til denne person. Da vesten kan være svær at påføre, for hjælperen. Hvis personen er meget usikker i sin motorik og kropsholdning, skal vesten kun bruges i siddende tilstand, for at undgå faldskader. Vesten må aldrig hænge på skuldrene, den skal altid sidde tæt på kroppen. Synker personen sammen, fordi det har en svag kropsholdning under brug af vesten, skal den fjernes omgående for at undgå skader hos personen. Vi anbefaler generelt, at personer, der bruger et Oliz/ Koko-Nora® produkt skal være stærke nok til at bære vesten på kroppen uden at vesten giver ubehag. Vesten skal selv kunne tage vesten af ved ubehag. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke strammes så meget WLO DW, GHW KDU HQ QHJDWL Y H HNW S n YHMUW U Q j DVNRV PFG SHVLEQ j PFG Oliz/ Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til kvælningssfare, hvis vesten ikke bruges som beregnet. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz/ Koko-Nora® produktet inden-
dørs.

'HW DQEHIDOHV DW EUXJH EHJJH K QGHU QnU SURGXNWHV V NDO \WWHV
Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre
GUH GHW L DW \YH UXQG W RJ VNDGH QRJHQ

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz/ Koko-Nora®
Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet
kan være farligt for børn under 3 år, og personer med nedsat kognitiv funktion.

Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Ligger vesten på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid vesten efter brug.

Fordel fyldet i vesten ved at ryste den.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

+M OS PLOM HW YHG LNNH DW ERUWVND H GLW SURGXNWHV L KXV D DOGH R
duktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, glas og stof efter
lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyl-
dig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller
uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

**Det glas, der er brugt i denne vest, er testet og vi kan derfor dokumentere at
glasset er fri for skadelig kemi.**

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du
velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der
holder længe +2 år.

Ordre:

År:

Produkt: Nelly

EN21856:2022



Denne vest er grundigt gennemtænkt, og er i et design for netop at
give et andet udtryk, for at være et hjælpemiddel. Denne vest er til
personer, der har ADHD, Autisme forstyrrelser og lign. udfordringer.
Denne vest er lavet så den kan bruges med eller uden skulderpude.
Vesten giver let pres/tryk, som netop frigiver Oxytozin der hjælper
med at give denne ro og afslapning til en stresset krop.

Læs og gem altid denne originale brugsanvisning til senere brug.

Nelly S

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz/ Koko-Nora - Industrivej Syd 11 - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54

Læs altid denne vejledning inden brug!



Denne vest er udviklet, til personer, der ikke ønsker at skille sig ud. Den er egnet til personer der har ADHD, Autisme forstyrrelser, og lign. udfordringer., Vesten er designet meget simpelt, man bruger elastikken og knappen indvendigt, for at holde på modsatte forstykke, så du kan føre velcroen over på modsat side med begge hænder, og lukke vesten med netop det tryk du ønsker vesten skal give. Luk altid vesten ovenfra og ned. Oliz/Koko-Nora vesten er designet til personer, der kognitivt er alderssvarende, da det kræver de selv kan lukke den. Den har en løs skulderpude ,som kan hæftes på ved elastik, og knap ved skulder på vesten. Skulderpuden har en fast vægt på 2 kg. uanset str. på vest. Skulderpuden kan bruges under vesten, så giver den et yderligere tryk på skuldrene.

VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ AT VELCRO KAN HÆNGE FAST I TØJ OG KRADSE PÅ HUDEN UNDER BRUG! Oliz Koko-Nora er ikke ansvarlig hvis der sker skader på tøj der bæres ved brugen af vesten.

Mål omkring Bryst 86-92 cm - navlen 70-76 cm. Vægt for vesten 2 kg.

Materiale stof: 100% Polyester

Materiale invendig: 100% Glas

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Oliz Koko-Nora® er ikke ansvarlig for skader på tøj eller hud, der opstår ved brug af vesten.

Pleje instruktioner:

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Ved vask i maskine vær opmærksom på tyngden fra produktet. Ved tvivl om maskinen kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden. Oliz/ Koko-Nora® giver ingen garanti for, at produktet kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden. Oliz/ Koko-Nora® giver ingen garanti for, at produktet kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden. Oliz/ Koko-Nora® giver ingen garanti for, at produktet kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn, opbevares i en taske eller lign. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande, så bider personen så brug ikke produktet.

Vigtigt/ Advarsler::

Vægtvesten er udviklet til personer med nedsat kropsfølelse. Vestens vægt og jævne pres giver følelsen af tryk, og gør det muligt for hjernen at registrere nervecellerne, og gør at personen mærker sig selv. En positiv H HNW Sn UDVWOjVKHG RJ JHQUHO VUHV L IR lign. diagnoser kan forekomme. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, hvis man vælger at bruge vesten til personer, der er kognitivt udfordret, men er funktionsdygtige til selv, at tage den på. Produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Produktet bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal den fjernes. Vi anbefaler kun, at bruge vesten til personer, der er kognitivt alderssvarende, og som selv kan påføre vesten. Vær opmærksom på, at brugen af vesten ikke er for lang tid, så virkningen forlanger sig. Vesten skal ses, som et medicinsk hjælpemiddel og bruges i tidsintervaller. Start evt. med 10 min. og opbyg brugen af vesten, så det passer bedst. Så QnU GHQ jQVNHGH H HNW HU RSQnHW VNDO YHVW Der må ikke kastes med vesten, da tyngden i den kan forårsage skade både på vesten, men også på personer i nærheden af den. Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, anbefaler Oliz Koko-Nora IKKE at bruge vesten til denne person. Da vesten kan være svær at påføre, for hjælperen. Hvis personen er meget usikker i sin motorik og kropsholdning, skal vesten kun bruges i siddende tilstand, for at undgå faldskader. Vesten må aldrig hænges på skuldrene, den skal altid sidde tæt på kroppen. Synker personen sammen, fordi det har en svag kropsholdning under brug af vesten, skal den fjernes omgående for at undgå skader hos personen. Vi anbefaler generelt, at personer, der bruger et Oliz/ Koko-Nora® produkt skal være stærke nok til at bære vesten på kroppen uden at vesten giver ubehag. Personen skal selv kunne tage vesten af ved ubehag. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke strammes så meget WLO DW GHW KDU HQ QHJDWLY H HNW Sn YHMUWU Oliz/ Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til kvælningsfare, hvis vesten ikke bruges som beregnet. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz/ Koko-Nora® produktet inden-
dørs.

'HW DQEHIDOHV DW EUXJH EHJJH K QGHU QnU SURGXNWHV V NDO \WWHV
Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre
GUH GHW L DW \YH UXQG W RJ VNDGH QRJHQ

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz/ Koko-Nora®
Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet
kan være farligt for børn under 3 år, og personer med nedsat kognitiv funktion.

Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Ligger vesten på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid vesten efter brug.

Forældere fyldet i vesten ved at ryste den.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

+M OS PLOMjHW YHG LNNH DW ERUWVND H GLW SURGXNWH L KXV YD DOGH J R
duktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, glas og stof efter
lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyl-
dig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller
uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

**Det glas, der er brugt i denne vest, er testet og vi kan derfor dokumentere at
glasset er fri for skadelig kemi.**

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du
velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der
holder længe +2 år.

Ordre:

År:

Produkt: Nelly



EN21856:2022



Denne vest er grundigt gennemtænkt, og er i et design for netop at
give et andet udtryk, for at være et hjælpemiddel. Denne vest er til
personer, der har ADHD, Autisme forstyrrelser og lign. udfordringer.
Denne vest er lavet så den kan bruges med eller uden skulderpude.
Vesten giver let pres/tryk, som netop frigiver Oxytozin der hjælper
med at give denne ro og afslapning til en stresset krop.

Læs og gem altid denne originale brugsanvisning til senere brug.

Nelly M

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz/ Koko-Nora - Industrivej Syd 11 - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54

Læs altid denne vejledning inden brug!



Denne vest er udviklet, til personer, der ikke ønsker at skille sig ud. Den er egnet til personer der har ADHD, Autisme forstyrrelser, og lign. udfordringer., Vesten er designet meget simpelt, man bruger elastikken og knappen indvendigt, for at holde på modsatte forstykke, så du kan føre velcroen over på modsat side med begge hænder, og lukke vesten med netop det tryk du ønsker vesten skal give. Luk altid vesten ovenfra og ned. Oliz/Koko-Nora-vesten er designet til personer, der kognitivt er alderssvarende, da det kræver de selv kan lukke den. Den har en løs skulderpude, som kan hæftes på ved elastik, og knap ved skulder på vesten. Skulderpuden har en fast vægt på 2 kg. uanset str. på vest. Skulderpuden kan bruges under vesten, så giver den et yderligere tryk på skuldrene.

VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ AT VELCRO KAN HÆNGE FAST I TØJ OG KRADSE PÅ HUDEN UNDER BRUG! Oliz Koko-Nora er ikke ansvarlig hvis der sker skader på tøj der bæres ved brugen af vesten.

Mål omkring Bryst 92-98 cm - navlen 78-84 cm. Vægt for vesten 2,3 kg.

Materiale stof: 100% Polyester

Materiale invendig: 100% Glas

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Oliz Koko-Nora® er ikke ansvarlig for skader på tøj eller hud, der opstår ved brug af vesten.

Pleje instruktioner:

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Ved vask i maskine vær opmærksom på tyngden fra produktet. Ved tvivl om maskinen kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden. Oliz/ Koko-Nora® giver ingen garanti for skader på tøj eller hud, der opstår ved brug af vesten. OVERDREVEN VASK KAN SKADE STOFFET, OG DETTE ER IKKE DÆKKET AF GARANTIE.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn, opbevares i en taske eller lign. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande, så bider personen så brug ikke produktet.

Vigtigt/ Advarsler::

Vægtvesten er udviklet til personer med nedsat kropsfølelse. Vestens vægt og jævne pres giver følelsen af tryk, og gør det muligt for hjernen at registrere nervecellerne, og gør at personen mærker sig selv. En positiv H HNW Sn UDVWOjVKHG RJ JHQUHO VUHV L IR lign. diagnoser kan forekomme. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, hvis man vælger at bruge vesten til personer, der er kognitivt udfordret, men er funktionsdygtige til selv, at tage den på. Produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Produktet bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal den fjernes. Vi anbefaler kun, at bruge vesten til personer, der er kognitivt alderssvarende, og som selv kan påføre vesten. Vær opmærksom på, at brugen af vesten ikke er for lang tid, så virkningen forlanger sig. Vesten skal ses, som et medicinsk hjælpemiddel og bruges i tidsintervaller. Start evt. med 10 min. og opbyg brugen af vesten, så det passer bedst. Så QnU GHQ jQVNHGH H HNW HU RSQnHW VNDO YHVW Der må ikke kastes med vesten, da tyngden i den kan forårsage skade både på vesten, men også på personer i nærheden af den. Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, anbefaler Oliz Koko-Nora IKKE at bruge vesten til denne person. Da vesten kan være svær at påføre, for hjælperen. Hvis personen er meget usikker i sin motorik og kropsholdning, skal vesten kun bruges i siddende tilstand, for at undgå faldskader. Vesten må aldrig hænges på skuldrene, den skal altid sidde tæt på kroppen. Synker personen sammen, fordi det har en svag kropsholdning under brug af vesten, skal den fjernes omgående for at undgå skader hos personen. Vi anbefaler generelt, at personer, der bruger et Oliz/ Koko-Nora® produkt skal være stærke nok til at bære vesten på kroppen uden at vesten giver ubehag. Personen skal selv kunne tage vesten af ved ubehag. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke strammes så meget WLO DW GHW KDU HQ QHJDWLY H HNW Sn YHMUW Oliz/ Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til kvælningsfare, hvis vesten ikke bruges som beregnet. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz/ Koko-Nora® produktet inden-
dørs.

'HW DQEHIDOHV DW EUXJH EHJJH K QGHU QnU SURGXNWHV V NDO \WWHV
Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre
GUH GHW L DW \YH UXQG W RJ VNDGH QRJHQ

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz/ Koko-Nora®
Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet
kan være farligt for børn under 3 år, og personer med nedsat kognitiv funktion.

Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Ligger vesten på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid vesten efter brug.

Fordel fyldet i vesten ved at ryste den.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

+M OS PLOM HW YHG LNNH DW ERUWVND H GLW SURGXNWHV L KXND V D DOG J R
duktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, glas og stof efter
lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyl-
dig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller
uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

**Det glas, der er brugt i denne vest, er testet og vi kan derfor dokumentere at
glasset er fri for skadelig kemi.**

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du
velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der
holder længe +2 år.

Ordre:

År:

Produkt: Nelly

EN21856:2022



Denne vest er grundigt gennemtænkt, og er i et design for netop at
give et andet udtryk, for at være et hjælpemiddel. Denne vest er til
personer, der har ADHD, Autisme forstyrrelser og lign. udfordringer.
Denne vest er lavet så den kan bruges med eller uden skulderpude.
Vesten giver let pres/tryk, som netop frigiver Oxytozin der hjælper
med at give denne ro og afslapning til en stresset krop.

Læs og gem altid denne originale brugsanvisning til senere brug.

Nelly L

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz/ Koko-Nora - Industrivej Syd 11 - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54

Læs altid denne vejledning inden brug!



Denne vest er udviklet, til personer, der ikke ønsker at skille sig ud. Den er egnet til personer der har ADHD, Autisme forstyrrelser, og lign. udfordringer., Vesten er designet meget simpelt, man bruger elastikken og knappen indvendigt, for at holde på modsatte forstykke, så du kan føre velcroen over på modsat side med begge hænder, og lukke vesten med netop det tryk du ønsker vesten skal give. Luk altid vesten ovenfra og ned. Oliz/Koko-Nora vesten er designet til personer, der kognitivt er alderssvarende, da det kræver de selv kan lukke den. Den har en løs skulderpude ,som kan hæftes på ved elastik, og knap ved skulder på vesten. Skulderpuden har en fast vægt på 2 kg. uanset str. på vest. Skulderpuden kan bruges under vesten, så giver den et yderligere tryk på skuldrene.

VÆR DOG OPMÆRKSOM PÅ AT VELCRO KAN HÆNGE FAST I TØJ OG KRADSE PÅ HUDEN UNDER BRUG! Oliz Koko-Nora er ikke ansvarlig, hvis der sker skader på tøj, der bæres ved brugen af vesten.

Mål omkring Bryst 100-106 cm - navlen 86-92cm. Vægt for vesten 2,5 kg.

Materiale stof: 100% Polyester

Materiale invendig: 100% Glas

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende

GH VWR HU 'HUIRU HU GHU LNNH EUXJW DPPHK PPHQG

Pleje instruktioner:

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Ved vask i maskine vær opmærksom på tyngden fra produktet. Ved tvivl om maskinen kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden. Oliz/ Koko-Nora® giver HU LNNH JDUDQWL YHG VNDGHU Sn YDVNHPDVNLQH Q . D G L V W V G S H V Q G , H Y O liz/ Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning QLQJ WLO GUXNQH IDUH 'HU IRUH¿QGHV ODQJH V anledning til kvælningsfare, hvis vesten ikke bruges som beregnet. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn, opbevares i en taske eller lign.

Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande, så bider personen så brug ikke produktet.

Vigtigt/ Advarsler::

Vægtvesten er udviklet til personer med nedsat kropsfølelse. Vestens vægt og jævne pres giver følelsen af tryk, og gør det muligt for hjernen at registrere nervecellerne, og gør at personen mærker sig selv. En positiv H HNW Sn UDVWOjVKHG RJ JHQUHO VWUHV L IR lign. diagnoser kan forekomme. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, hvis man vælger at bruge vesten til personer, der er kognitivt udfordret, men er funktionsdygtige til selv, at tage den på. Produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Produktet bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal den fjernes. Vi anbefaler kun, at bruge vesten til personer, der er kognitivt alderssvarende, og som selv kan påføre vesten. Vær opmærksom på, at brugen af vesten ikke er for lang tid, så virkningen fortager sig. Vesten skal ses, som et medicinsk hjælpemiddel og bruges i tidsintervaller. Start evt. med 10 min. og opbyg brugen af vesten, så det passer bedst. Så QnU GHQ jQVNHHG H HNW HU RSQnHW VNDO YHVW Der må ikke kastes med vesten, da tyngden i den kan forårsage skade både på vesten, men også på personer i nærheden af den. Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, anbefaler Oliz Koko-Nora IKKE at bruge vesten til denne person. Da vesten kan være svær at påføre, for hjælperen. Hvis personen er meget usikker i sin motorik og kropsholdning, skal vesten kun bruges i siddende tilstand, for at undgå faldskader. Vesten må aldrig hænges på skuldrene, den skal altid sidde tæt på kroppen. Synker personen sammen, fordi det har en svag kropsholdning under brug af vesten, skal den fjernes omgående for at undgå skader hos personen. Vi anbefaler generelt, at personer, der bruger et Oliz/ Koko-Nora® produkt skal være stærke nok til at bære vesten på kroppen uden at vesten giver ubehag. Personen skal selv kunne tage vesten af ved ubehag. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke strammes så meget WLO DW GHW KDU HQ QHJDWLY H HNW Sn YHMUW L Oliz/ Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning QLQJ WLO GUXNQH IDUH 'HU IRUH¿QGHV ODQJH V anledning til kvælningsfare, hvis vesten ikke bruges som beregnet. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz/ Koko-Nora® produktet indendørs.

'HW DQEHIDOHV DW EUXJH EHJJH K QGHU QnU SURGXNWHV V NDO \WWHV
Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for,
DW IRUKLQGUH GHW L DW \YH UXQGW RJ VNDGH QRJHQ

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz/ Koko-Nora®
Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet
kan være farligt for børn under 3 år, og personer med nedsat kognitiv funktion.
Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.
Ligger vesten på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid vesten efter brug.
Fordel fyldet i vesten ved at ryste den.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

+M OS PLOM_iHW YHG LNNH DW ERUWVND H GLW SURGXNW L KXVK DOGHW
produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast, glas og stof efter
lokale bestemmelser - i de relevante genanvendingsystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun
gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt
eller u hensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

**Det glas, der er brugt i denne vest, er testet og vi kan derfor dokumentere at
glasset er fri for skadelig kemi.**

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du
velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.
Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der
holder længe +2 år.

Ordre:

År:

Produkt: Nelly

EN21856:2022



Denne vest er grundigt gennemtænkt, og er i et design for netop at
give et andet udtryk, for at være et hjælpemiddel. Denne vest er til
personer, der har ADHD, Autisme forstyrrelser og lign. udfordringer.
Denne vest er lavet så den kan bruges med eller uden skulderpude.
Vesten giver let pres/tryk, som netop frigiver Oxytozin der hjælper
med at give denne ro og afslapning til en stresset krop.

Læs og gem altid denne originale brugsanvisning til senere brug.

Nelly XL

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz/ Koko-Nora - Industrivej Syd 11 - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54

Læs altid denne vejledning inden brug!



Denne vest er udviklet, til personer, der ikke ønsker at skille sig ud. Den er egnet til personer der har ADHD, Autisme forstyrrelser, og lign. udfordringer., Vesten er designet meget simpelt, man bruger elastikken og knappen indvendigt, for at holde på modsatte forstykke, så du kan føre velcroen over på modsat side med begge hænder, og lukke vesten med netop det tryk du ønsker vesten skal give. Luk altid vesten ovenfra og ned. Oliz/Koko-Nora-vesten er designet til personer, der kognitivt er alderssvarende, da det kræver de selv kan lukke den. Den har en løs skulderpude ,som kan hæftes på ved elastik, og knap ved skulder på vesten. Skulderpuden har en fast vægt på 2 kg. uanset str. på vest. Skulderpuden kan bruges under vesten, så giver den et yderligere tryk på skuldrene.

VÆR DØG OPMÆRKSOM PÅ AT VELCRO KAN HÆNGE FAST I TØJ OG KRADSE PÅ HUDEN UNDER BRUG! Oliz Koko-Nora er ikke ansvarlig hvis der sker skader på tøj der bæres ved brugen af vesten.

Mål omkring Bryst 108-114 cm - navlen 94-100cm. Vægt for vesten 3kg.

Materiale stof: 100% Polyester

Materiale invendig: 100% Glas

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Oliz Koko-Nora® er ikke ansvarlig for skader på tøj eller hud, der opstår ved brug af vesten.

Pleje instruktioner:

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Ved vask i maskine vær opmærksom på tyngden fra produktet. Ved tvivl om maskinen kan tåle tyngden, så vask vesten i hånden. Oliz/ Koko-Nora® giver ingen garanti for skader på tøj eller hud, der opstår ved brug af vesten. OVERDREVEN VASK KAN SKADE STOFFET, OG DETTE ER IKKE DÆKKET AF GARANTIE.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn, opbevares i en taske eller lign. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande, så bider personen så brug ikke produktet.

Vigtigt/ Advarsler::

Vægtvesten er udviklet til personer med nedsat kropsfølelse. Vestens vægt og jævne pres giver følelsen af tryk, og gør det muligt for hjernen at registrere nervecellerne, og gør at personen mærker sig selv. En positiv H HNW Sn UDVWOjVKHG RJ JHQUHO VUHV L IR lign. diagnoser kan forekomme. Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, hvis man vælger at bruge vesten til personer, der er kognitivt udfordret, men er funktionsdygtige til selv, at tage den på. Produktet har godt med tyngde, der kan påvirke kroppen fysisk. Produktet bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal den fjernes. Vi anbefaler kun, at bruge vesten til personer, der er kognitivt alderssvarende, og som selv kan påføre vesten. Vær opmærksom på, at brugen af vesten ikke er for lang tid, så virkningen forlanger sig. Vesten skal ses, som et medicinsk hjælpemiddel og bruges i tidsintervaller. Start evt. med 10 min. og opbyg brugen af vesten, så det passer bedst. Så QnU GHQ jQVN HGH H HNW HU RSQnHW VNDO YHVW Der må ikke kastes med vesten, da tyngden i den kan forårsage skade både på vesten, men også på personer i nærheden af den. Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, anbefaler Oliz Koko-Nora IKKE at bruge vesten til denne person. Da vesten kan være svær at påføre, for hjælperen. Hvis personen er meget usikker i sin motorik og kropsholdning, skal vesten kun bruges i siddende tilstand, for at undgå faldskader. Vesten må aldrig hænges på skuldrene, den skal altid sidde tæt på kroppen. Synker personen sammen, fordi det har en svag kropsholdning under brug af vesten, skal den fjernes omgående for at undgå skader hos personen. Vi anbefaler generelt, at personer, der bruger et Oliz/ Koko-Nora® produkt skal være stærke nok til at bære vesten på kroppen uden at vesten giver ubehag. Personen skal selv kunne tage vesten af ved ubehag. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke strammes så meget WLO DW GHW KDU HQ QHJDWLY H HNW Sn YHMUW Oliz/ Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til kvælningsfare, hvis vesten ikke bruges som beregnet. Disse informationer er ikke erstatning for professionel lægefaglig rådgivning. Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis personen har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for personens sikkerhed.