

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Koko-Nora® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år samt mennesker med demens.
- Må ikke komme i microovn eller anden varmekilde.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller u hensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

Ordre: Ar: Produkt: Kokos stor



SRN: DK-MF-000020930 - UDI NR. 000020930 Rådets forordning (EF) 2017/745 af 5. april 2017, om medicinsk udstyr, kl. 1. Samt EN12182, og testet efter standarden EN71-1, -2.-3.

Koko-Nora
Danish Design



Lamaen Kokos er et tungt tæppe til børn, eller mennesker der er udfordret i hverdagen, som kan have svært ved at falde i søvn. Lad Kokos's krop ligge ovenpå mave/ bryst, og lad halsen hvile på skulderen når det er sovetid. Den kan være med til, at give følelsen af tryghed og nærvær. Hvem ved, måske Kokos kan give mindre søvnløse nætter...

Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.

Kokos stor

Dansk Design - er produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz - Bornholmsvej 10 - 7400 Herning -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtigt! Læs før brugen af Koko-Nora® produktet:

Koko-Nora® lamaen Kokos er et tungt tæppe til børn, og personer med særlige udfordringer, der kan have svært ved at falde i søvn. Lad Kokos's krop ligge ovenpå personens mave/ bryst, og lad halsen ligge på skulderen, når det er sovetid. Overfladen er blød og lækker og giver taktil stimuli til nysgerrige fingre.

Koko-Nora® produktet er designet med hjertet og med tanke på børn fra +3 år, og mennesker med udfordringer i hverdagen.

Størrelse: højde 30mm-Bredde 540mm Længde 1030mm Vægt: 3,7 kg

Materiale stof: 100% Polyester

Materiale indvendig: 90% Polyethylene
10% Polyester

Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pløj instruktioner:

- Kan vaskes på skåne vask i vaskemaskinen ved 40 grader
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Koko-Nora anbefaler, at overfladisk snavs fjernes med en fugtig klud og sæbe og at en vask kun er en gang i mellem, da gentagne vaske vil slide på produktet. Efter vask vil det være godt lige at trække lidt i vattet i fødder og næse for at få en god facon igen.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Koko-Nora® produktet opbevares utilgængeligt for små børn, der kræver tilsyn.
- Hold Koko-Nora® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.
- Koko-Nora ville rigtig gerne kunne garantere, at vores produkter tåler alle former for bid, men det kan vi ikke. Tænder er meget skarpe, så bider barnet i Kokos kan der gå hul på produktet, derfor undersøg altid produktet inden brug.

Vigtige anvisninger:

- Koko-Nora® lamaen Kokos kan placeres på personens mave/ bryst, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke personen fysisk.
- Et Koko-Nora® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes.
- Vær opmærksom på, at personent ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro ved f. eks time out og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af personens behov. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i den kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.
- Personen kan dog godt sove med et Koko-Nora produkt, men skal selv være stærk nok til at kunne fjerne produktet ved ubehag.

Advarsler:

- Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed.
- Ved mindre personer, skal man aldrig placere den fulde tyngde direkte på mave/ bryst. Dvs. man må ikke folde Kokos hals ind over så den ligger ovenpå Kokos krop. Dette giver ekstra tyngde og evt. ubehag hos personen. Se tyngden af Kokos, som værende i hele produktet og placér Kokos på personen efter behov. Evt. kun på ben eller hofte og lad Kokos hals hvile ved siden af indtil personen er klar til at få den på.
- Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Koko-Nora® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Hvis personen har besværet vejtrækning må produktet ikke placeres på brystet, da tyngden kan have en negativ effekt på vejtrækningen og give kvælningssfare.
- Et Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Vær altid opmærksom på at tyngde kan have en effekt på blodomløbet. Sørg altid for at der er frit blodomløb hos personen.