

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz Koko-Nora® produktet indendørs.

Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes. **Løft ikke i lommernes kant**, da tyngden ved løft i lommerne kan ødelægge produktet og da dækker garantien ikke.

Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra personen. Oliz Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år samt mennesker med demens.

Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som Glas, træ og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer. Dette glas er testet og uden farlig kemi.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder i +2år.

Ordre: 187-0126

År: 2026

Produkt: Maya Stor



Testet efter standarden EN71-3- Samt EN21856:2022



Oliz Koko-Nora® Lårpuden Maya er specielt designet til personer, der ofte oplever alvorlig fysisk spænding, rastløshed eller stress. Lårpuden hjælper med til at give afslapning og lindring i hverdagen. Den er med til at styrke det taktile behov ved brug af kuglerne, som er i lommerne. Kan bruges i undervisnings øjemed eller i sofaen foran en god film.

Læs altid og gem denne originale brugsanvisning til senere brug.

Maya Stor

Dansk Design - produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz Koko-Nora- Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:



Oliz Koko-Nora® lærpuden Maya er en spændende lær pude, den er med til at udfordre det taktile behov, som mange ofte har. Undersøg lærpuden og bliv overrasket over hvad den gemmer af udfordringer. Styrker personers finger-muskler ved brug af kuglerne i lærpudens lommer. Trykket på benene giver stimuli til muskel led sansen, og giver en ro i kroppen.

Oliz Koko-Nora® lærpuden Maya stor er designet til personer fra + 12 år
Størrelse: Længde 590 mm - Bredde 350 mm - Højde 35 mm Vægt: 5 kg

Materiale stof:	100%	Imiteret læder/PU
Materiale indvendig:	100%	Glas
	4 stk.	Træperler

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz Koko-Nora® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for en person, der kræver tilsyn. Hold Oliz Koko-Nora® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Hvis personen der bruger puden har lange negle anbefaler vi, at de klippes korte, da negle betragtes som spidse genstande. Tænder iberegnes også som skarpe genstande, bider personen i puden skal den fjernes straks.

Vigtige anvisninger:

Oliz Koko-Nora® lærpuden Maya kan bruges ved at placere lærpuden på personens ben og hjælper personen med at føle tryk og mærker sig selv bedre. Lad personen udforske lærpuden og opdage den hemmelighed den gemmer på. Ved brug af kuglerne er de med til at styrke personens finger-muskler.

Det er vigtigt, at overvåge personen under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke personen fysisk.

Et Oliz Koko-Nora® produkt bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag og udviser modstand ved brug af produktet, skal det fjernes derfra. Der kan evt. forsøges med brug af produktet i korte tidsintervaller. Bliver der fortsat udvist modstand, så vil vi anbefale at produktet ikke bliver brugt til denne person. Start ud med 2 min og forøg gradvist tiden. Vær opmærksom på, at personen ikke bliver for vant til produktet, så virkningen fortales sig. Produktet skal ses som et hjælpemiddel mod uro. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i den kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Personen skal selv kunne fjerne produktet ved ubehag.

Vi anbefaler generelt, at personer der bruger et Oliz Koko-Nora® produkt overvåges under brug.

Oliz Koko-Nora® anbefaler stærkt, at personer der har dårligt blodomløb i benene ikke bruger produktet, da tyngden i produktet kan have en negativ effekt og give skader på personer. Må ikke placeres på mave/ bryst, dette kan give kvælningsfare.

Ligger produktet på gulvet kan der forekomme faldulykker, så vær opmærksom på placering af produktet når den er i brug.

Hold luftvejene frie når produktet anvendes, da det ikke er et åndbart produkt.

Et Oliz Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.