

DK:

Oliz Koko-Nora® æslet Rita er et tungt æsel til mennesker, der kan have svært ved at falde i søvn, eller bare har brug for en time out i løbet af dagen. Lad Rita ligge ovenpå mave/ bryst området og lad benene hænge ned langs siden af kroppen og mærk tyngden, der trykker på kroppen. Det der sker i en krop, når den udsættes for tryk stimuli er at, der udløses Oxytozin, som er kroppens eget afstressende hormon. Rita har ører, som er gode at nulle med, som også giver taktil stimuli. Rita kan også bruges til motoriske øvelser og leg der styrker balancen og påvirker muskel led-sansen. LØFT DOG ALDRIG KUN I ØRER, HALE ELLER HÅR! PGA TYNGDEN VIL SØMMENE KNÆKKE, LØFT KUN I KROPPEN!

Hvem ved måske Rita også kan give mindre søvnløse nætter. Vær dog opmærksom på, at sover man med Rita skal personen selv kunne fjerne Rita, hvis de ønsker at sove uden.

Oliz Koko-Nora® produktet er designet med hjertet til, at give tryghed og omsorg fra +5 år.

Størrelse: højde 190 mm-Bredde 570 mm Længde 540 mm Vægt: 3 kg

Materiale stof:	100%	Polyester
Materiale indvendig:	97%	Polyethylene
	3%	Polyester

Oliz Koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Andre praktiske oplysninger:

Vaskeanvisning er på undersiden af produktet. Oliz Koko-Nora® anbefaler, at overfladisk snavs fjernes med en fugtig klud og sæbe og, at en vask kun er en gang i mellem, da gentagne vaske vil slide på produktet, og garantien ikke dækker ved dette. For at beskytte materialet, skal du kun bruge produktet indendørs. Hold produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Oliz Koko-Nora® ville rigtig gerne kunne garantere, at vores produkter tåler alle former for bid, men det kan vi ikke. Tænder bliver iberegnet, som meget skarpe genstande, så bider personen i produktet, kan der gå hul på produktet, derfor undersøg altid produktet inden brug. Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes, og produktet må ikke løftes i ører, hår eller hale. Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen. Hvis der er hul i produktet, skal produktet fjernes omgående fra personen. Produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år, samt mennesker med demens. Må ikke komme i mikroovn eller anden varmekilde.

NYHED!:

Hvis du syntes at vattet indeni produktet bliver for stift og hårdt, har du mulighed for at åbne op ved lynlåsen foran og fjerne vattet i hovedet, og skifte det ud med noget nyt og frisk vat. Fyld op igen så du syntes at hovedet er helt perfekte. Husk at skubbe lynlåshovedet tilbage under det lille stykke stof, så nysgerrige børn ikke får fat i den. Dette er med til at give liv til produktet i endnu længere tid!

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som plast og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer.



Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv kan fjerne det! Vi anbefaler generelt af sikkerhedsmæssige årsager, at personer der bruger et Oliz Koko-Nora® produkt overvåges under brug. Efter endt brug af produktet skal personer der kræver tilsyn holdes uden for produktets rækkevidde. Hold luftvejene frie når produktet anvendes. Hvis personen har besværet vejrtrækning må produktet ikke placeres på brystet, da tyngden kan have en negativ effekt på vejrtrækningen og give kvælningsfare. Alle produkter med vægt bør bruges med forsigtighed, da vægt bl.a. kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare. Hav altid borgere under observation, hvis de bruger et Oliz Koko-Nora® produkt.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhen-sigtsmæssig brug er udelukket fra garantien. Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe.

For yderligere spørgsmål, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup. Sørg for at gemme denne originale brugsanvisning til senere brug.

