

SÅDAN BRUGES ZOE



Når personen sætter sig i stolen, hold de tunge arme ud til siderne. Fjern puffen, så personen kan sætte sig i sædet, og tilføj puffen efter de har sat sig. Fastgør puffen som på billedet med velcroen.

Ved brug af stolen kan du lægge de tunge arme på personens overarme og bruge flappen med velcro til at holde armene samlet.



Når du flytter stolen, kan du lyne armene af og flytte en arm ad gangen. Løft stolen med begge hænder. Placer puffen oven på stolen.

Se videoen på hjemmesiden om, hvordan du bruger stolen!

Vask:



Tørres over med hårdt opvreden klud, med vand og sæbe egnet til tekstil.

Garanti:

I tilfælde af en fabrikationsfejl giver Oliz® Koko-Nora to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet bruges efter hensigten. Skader forårsaget af forkert eller uhensigtsmæssig brug er undtaget fra garantien. **Stolen egner sig KUN, som en hvilestol, i stillerum/snoezelrum til én person ad gangen, IKKE egnet til biblioteker, fællesrum med mange mennesker eller lign. lokaler.**

For yderligere spørgsmål om brugen af Oliz® Koko-Nora produktet, kontakt venligst den ansvarlige for produktet, Majbritt Hillerup.

Produkt: Zoe



5 740017 900744 >

EN21856:2022, testet i henhold til standarden EN71-3

ZOE

Oliz
Koko-Nora
Sind Öze

h v i l e s t o l e n

... er en specialdesignet stol til mennesker, der ofte oplever fysiske spændinger og uro. Giver dig afslapning og aflastning i hverdagen. Zoe giver ro til kroppen og følelsen af at blive omfavnet, når de tunge arme ligger hen over kroppen.

DK

Dansk design- produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz Koko-Nora - Birk Centerpark 84B - 7400 Herning - DK - tlf +45 20 78 79 54

SÅDAN BEHANDLER DU ZOE

Undlad at hoppe/ kaste dig i stolen eller trække i armene mens de er lynet på!



for at undgå skader på stolen!

Hold stolen væk fra



tænder, ild og skarpe genstande!

Rengør produktet med



vand og sæbe med en våd blød klud

Til indendørs brug



hvor underlaget er fri for sand og lign!

Hold dig ovenpå produktet



for at undgå risiko for kvælning!

Fyld stolen i et lukket rum



og gør værelset rent bagefter!

Andre praktiske oplysninger:

Maksimal vægt, der kan lægges på stolen, er 110 kg, og bør kun bruges af personer fra +15 år. To personer er nødvendige for at flytte stolen. Flyt ikke stolen ved at trække i armene, de skal lynes af, da dette giver skader som ikke dækkes! Hvis produktet transporteres i et køretøj, skal produktet sikres for at forhindre, at det bevæger sig og skader nogen. Smid ikke med produktet, produktets vægt kan forårsage skade på både produktet og personer i dets nærhed. Sørg for, at gulvet under stolen er rent, sand og andre skarpe genstande vil beskadige stoffet. Denne skade vil ikke være dækket af garantien. Det er vigtigt at holde øje med personen under brug, da produktet er tungt og det kan påvirke kroppen fysisk. Bør kun bruges med personens samtykke. Hvis personen føler ubehag under brugen af produktet og afviser produktet generelt, skal produktet fjernes og ikke bruges til denne person. Når du begynder at bruge produktet, er det en god idé først at prøve det i 5-10 minutter for at teste dets effekt, og derefter øge tidsintervallet efter personens behov. Hvis personen bliver for vant til produktet, vil effekten aftage. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes forsigtigt. Tjek jævnligt for eventuelle skader eller løse genstande da indholdet kan være farlige for børn under 3 år. Hvis der er et hul, skal du straks få personen ud af stolen, og stille stolen i et lukket rum. Følg herefter anvisning under Miljø. For at opretholde den gode sidde komfort i stolen så fyld stolen op når den begynder at virke flad. Ved nyt EPS opfyld kontakt Majbritt Hillerup på mh@oliz.dk. **Læs og gem altid denne originale manual til fremtidig reference.**

Dimensioner:

Længde (inklusive puf): 1800 mm Bredde: 870 mm Højde: 850 mm Puf: 500 mm
Vægt: 15 kg Hver arm: 4 kg

Stoffets materiale: 100% kunstlæder/PU-materiale

Materiale inde i armlænet: 100% polyethylen

Materiale inde i kroppen: 100% EPS-kugler

Oliz® Koko-Nora bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmere på produktet.

Advarsler:

Hvis personen er stærkt begrænset af motoriske og/eller fysiske forhold, skal produktet bruges med særlig forsigtighed. Brug ikke produktet, hvis personen ikke selv kan fjerne det! Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi generelt, at personer, der bruger et Oliz® Koko-Nora produkt, overvåges under brugen. Efter brug af produktet skal personer, der har behov for opsyn, holdes uden for produktets rækkevidde. Sørg for, at luftvejene holdes frie, mens du bruger produktet. Hvis personen har vejrtrækningsproblemer, må produktet ikke lægges på brystet, da vægten kan have en negativ effekt på vejrtrækningen og give kvælningsfare. Alle produkter med vægt skal bruges med forsigtighed, da vægten kan forårsage blokering af blodcirkulationen. Et Oliz® Koko-Nora produkt må ikke bruges i nærheden af vand, da det kan forårsage drukning. Hvis personen har hjerte- eller lungesygdom, skal du kontakte din læge, hvis du ønsker at bruge dette produkt.

Miljø:

Beskyt miljøet, smid ikke stolen i husholdningsaffaldet. Adskil produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter såsom plastik, EPS-fyld og stof i henhold til almindelige lokale regler - i de relevante genbrugssystemer.



SÅDAN FYLDER DU ZOE



1. Vend stolen, så du kan se bunden.



2. Åbn og luk lynlås med papirclips. Før clipsen ind i lynlås hovedet.



3. Åbn derefter velcro lukningen indeni.



4. Rul velcroen op, som et ærme, for lettere adgang.



5. Påfyld herefter EPS kugler i produktet indtil det er fyldt op.



6. Luk herefter forsigtigt velcroen, og lyn lynlås.

Husk at fjerne papirclipsen efter brug!