

Yderligere praktiske anbefalinger:

- For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz® produktet indendørs.
- Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.
- Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.
- Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da indholdet kan være farligt for børn under 3 år.
- Må ikke komme i microovn eller anden varmekilde.
- Vær opmærksom på at ligger produktet på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid produktet efter brug.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som glas og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup. Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder i +2 år.

Ordre: År: Produkt: Camo 1,4kg



Testet efter standarden EN71-1-2-3 Samt EN21856:2022



Den venlige Dino Camo hjælper med, at bringe afslapning og tryk-
hed ind i hverdagen, samt skaber tillid, tryghed og kan tjene, som
et vigtigt kommunikationsmiddel mellem børn og voksne. Målet er
at hjælpe barnet, til at føle sig afslappet og tryk. Dinoen Camo kan
bruges af børn, der har et behov, for at mærke sig selv.

Læs altid og gem denne originale brugsanvisning til senere brug.

Dino Camo

Dansk Design - produceret i EU - www.oliz.dk
Oliz Koko-Nora - Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af Oliz® produktet:



Oliz® skulder dinoen Camo er et U-formet hjælpemiddel til børn. Den ligner en dinosaur, der hjælper børn med, at mærke sig selv og slappe af i stressede situationer. Den kan være en erstatning af et par hænder fra en voksen. Trykket på skuldrene er med til at udløse hormonet Oxytocin som er et afstressende hormon.

Oliz® skulder dinoen Camo er designet til børn i alderen +5 år.
Størrelse: Højde 30 mm - længde 400 mm - bredde 430 mm Vægt: 1,4 kg
se etiket for størrelse under rød flag label.

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale indvendig: 95% Glas - 5% Polyester

Oliz® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt. Skal efter tørres med rent vand for at undgå skader på stoffet.

Opbevaring:

- Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz® produktet opbevares utilgængeligt for et barn, der kræver tilsyn i taske eller lign.
- Hold Oliz® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild.
- Tænder iberegnes som skarpe genstande, så bider barnet så bruge ikke dette produkt til barnet.

Vigtige anvisninger:

- Oliz® skulder dinoen Camo skal placeres på barnets skulder med benene hvilende på barnets bryst.
- Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke barnet. Hvis barnet synker sammen i ryggen er produktet for tungt og skal fjernes fra barnet. Det er vigtigt at barnet selv kan sidde oprejst under brugen af produktet.
- Et Oliz® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes fra barnet.
- Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen forsvinder. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro og bruges i begrænsede tidsintervaller alt afhængig af barnets behov. Start ud med 1 min. og forøg over tid indtil barnet har fundet sig til rette med produktet.
- Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

- Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz® produktet bruges med særlig forsigtighed. Barnet skal selv kunne fjerne produktet ved ubehag.
- Vi anbefaler generelt, at børn der bruger et Oliz® produkt overvåges under brug.
- Hold luftvejene frie når produktet anvendes.
- Et Oliz® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.
- Ved hjerte og lunge problemer, skal man kontakte sin egen læge ved ønske om brugen af dette produkt. Hvis produktet placeres på brystet og barnet føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt.