

Yderligere praktiske anbefalinger:

For at beskytte materialet, skal du kun bruge Oliz Koko-Nora® produktet indendørs.

Det anbefales, at bruge begge hænder når produktet skal flyttes.

Hvis du transporterer produktet i et køretøj, skal produktet fastgøres for, at forhindre det i at flyve rundt og skade nogen.

Hvis der er hul i produktet, skal dette fjernes fra barnet. Oliz Koko-Nora® produktet skal kontrolleres jævnligt for skader, da løse genstande og indholdet kan være farligt for børn under 3 år.

Må ikke komme i microovn eller anden varmekilde.

Vær opmærksom på at ligger produktet på gulvet kan det give faldskader, så fjern altid produktet efter brug.

Vedrørende miljøbeskyttelse:

Hjælp miljøet ved ikke at bortskaffe dit produkt i husholdningsaffaldet. Klip produktet i stykker og fordel de enkelte komponenter, som Glas og stof efter lokale bestemmelser - i de relevante genanvendningssystemer.

Det glas der er brugt i dette produkt er testet og uden skadelig kemi.

Garanti:

Ved produktionsfejl giver Oliz Koko-Nora® to års garanti. Denne garanti er kun gyldig, hvis produktet anvendes som beregnet. Skader forårsaget af ukorrekt eller uhensigtsmæssig brug er udelukket fra garantien.

For yderligere spørgsmål om anvendelsen af Oliz Koko-Nora® produktet, er du velkommen til at kontakte den ansvarlige for produktet Majbritt Hillerup.

Produktet kan transporteres i en taske. Ved korrekt brug får du et produkt der holder længe +2år.

Produkt: Zita 1,5 kg



EN21856:2022- EN71-3



Målet med Zita skulderpude er at hjælpe barnet, til at føle sig afslappet og tryk. Zita kan bruges af børn, der har et behov, for at mærke sig selv. Zita kan være en erstatning af de hænder fra en voksen, der trykker barnet let på skuldrene, når barnet har brug for ro.

Læs altid og gem denne originale brugsanvisning til senere brug.

Zita Skulderpude 1,5 kg

Dansk Design - produceret i EU - www.oliz.dk

Oliz/ Koko-Nora Orionvej 2A- 7430 Ikast -DK -tlf +45 20 78 79 54

Vigtige instruktioner før brugen af produktet:



Oliz koko-Nora® skulderpuden Zita, er et U-formet produkt til børn mod uro. Den hjælper børn med, at mærke sig selv og slappe af i stressede situationer. Den kan være en erstatning af et par hænder fra en voksen. Trykket på skuldrene er med til at udløse hormonet Oxytocin som er et afstressende hormon.

Oliz koko-Nora® skulderpuden Zita på 1,5 er designet til børn i alderen +5 år
Størrelse: Længde 370 mm - bredde 320 mm - højde 15 mm
se etiket for størrelse under rød flag label.

Materiale stof: 100% Imiteret læder/PU

Materiale invendig: 100% Glas

Oliz koko-Nora® bruger kun kvaliteter, der ikke indeholder kræftfremkaldende stoffer. Derfor er der ikke brugt flammehæmmende midler på produktet.

Pleje instruktioner:

- Må ikke vaskes
- Må ikke bleges.
- Må ikke stryges.
- Ikke egnet til tørretumbler.
- Må ikke renses.



Rengør Oliz Koko-Nora® produktet med en blød klud og brug et egnet rengøringsmiddel sprit eller desinfektionsmiddel egnet til kropskontakt. Denne metervare er egnet til sygehus brug, da der kan bruges sprit holdige midler på produktet. Undgå dog Rensebenzin og lign. da dette kan skade metervaren.

Opbevaring:

Af sikkerhedsmæssige årsager anbefaler vi, at Oliz Koko-Nora® produktet opbevares utilgængeligt for et barn, der kræver tilsyn i en taske eller lign. Hold Oliz Koko-Nora® produktet væk fra skarpe/ varme genstande og åben ild. Tænder iberegnes som skarpe genstande så bider barnet, fjern straks produktet.

Vigtige anvisninger:

Oliz Koko-Nora® skulderpuden Zita skal placeret på barnets skuldre med benene hvilende på barnets bryst. Sømmen der er midt på puden skal vende ind mod barnets ryg. Se medfølgende instruktioner.

Det er vigtigt, at overvåge barnet under brug, da produktet har godt med tyngde, der kan påvirke barnet.

Barnet skal selv kunne sidde når produktet er i brug. Hvis barnet ikke har muskulatur til at sidde oprejst selv, må skulderpuden ikke bruges og skal fjernes straks!

Et Oliz Koko-Nora® produkt bør kun bruges med barnets samtykke. Hvis barnet føler ubehag ved brug af produktet, skal det fjernes fra barnet. Vær opmærksom på, at barnet ikke bliver for vant til produktet så virkningen fortager sig. Produktet skal ses, som et hjælpemiddel mod uro og bruges i begrænsede tidsintervaller. Start med få minutter ad gangen og forøg gradvist tiden indtil den ønskede effekt er der. Når den ønskede effekt er opnået, skal produktet fjernes fra barnet med forsigtighed. Der må ikke kastes med produktet, da tyngden i produktet kan forårsage skade både på produktet, men også på personer i nærheden af produktet.

Advarsler:

Hvis barnet er stærkt begrænset af motoriske og / eller fysiske forhold, skal Oliz Koko-Nora® produktet bruges med særlig forsigtighed.

Er muskulaturen svag hos barnet anbefaler vi ikke, at barnet bruger dette produkt!

Vi anbefaler generelt, at børn der bruger et Oliz Koko-Nora® produkt overvåges under brug. Barnet skal selv kunne fjerne produktet ved ubehag. Hold luftvejene frie når produktet anvendes, da dette ikke er et åndbart produkt. Et Oliz Koko-Nora® produkt bør ikke bruges nær vand, da det kan give anledning til drukne fare.

Ved hjerte og lunge problemer, skal man kontakte sin egen læge ved ønske om brugen af dette produkt.

Hvis produktet placeres på brystet og barnet føler sig utilpas, kan dette være en indikation af virkningen af vores produkt. I dette tilfælde skal du straks fjerne produktet.

Rådfør dig med din læge eller en anden professionel behandler i sundhedsvæsenet, hvis barnet har en medicinsk diagnose, der kræver særlig behandling/ opmærksomhed, eller hvis du er bekymret for barnets sikkerhed.